



INFORMACIÓN TÉCNICA

NOMBRE ISPA-DC86
DESCRIPCIÓN DESINCRUSTANTE PARA CENTRÍFUGAS.
REFERENCIA ISPA-MI029

ESPECIFICACIONES:

Color..... Amarillento
Estado Físico..... Líquido
Olor..... Característico
pH..... 13 (solución 100%)
Densidad relativa..... 1.33 cc

MEMORIA DE CALIDAD:

LIMPIADOR PARA CENTRÍFUGAS.
Preventivo de incrustaciones..
Consigue fácilmente la humectación, penetración, emulsión, dispersión y suspensión de sólidos.

APLICACIONES:

ALMAZARAS Y COOPERATIVAS. Fábricas e Industrias de Alimentación.

Otros usos:
Maquinaria, cintas transportadoras, depósitos, ETC.
Limpieza de cualquier superficie engrasada y lugares donde la suciedad requiera un producto eficaz.

DOSIS DE USO Y EMPLEO:

Según el grado de suciedad, las dosis orientativas son las siguientes:
Depósitos de acero inoxidable: del 5 – 10 % en agua.
Circuitos y equipos: del 2 – 5 % en agua. (Tiempo de trabajo 20 minutos aprox. Temperatura 50-70°C)
Recomendamos realizar un ensayo previo para conseguir la dosis más adecuada.

PRECAUCIONES:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños .En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica TLF. 915620420
No mezclar con otros productos químicos. Para más información consulten la FDS del producto.

PRESENTACIÓN:

Envases de polietileno: 5-10-25 Lts.
Bidones: 200 Lts.

REGISTROS:

NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.
PRODUCTO APTO PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.

NOTAS INFORMATIVAS:

Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible. Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra parte.

